



ТОВ «Ульма Медікал»
04208, м. Київ, проспект Георгія Гонгадзе, 5-А, офіс 4
e-mail: ulma.medical@gmail.com тел./факс.: +38 044 501 92 16

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

ТОРГОВА МАРКА	MEDICAL PROFESSIONAL™
ТИП РУКАВИЧОК	Латексні оглядові рукавички припудрені
ЛОТ №	5514
ДАТА ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ	03.12.2024
ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТУ	EN 455 -1, 2, 3; ASTM D6319.
ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ	2024-10
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ	2029-10
ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ	№ U 05052023 від 05 травня 2023 року

Розмір	XS	S	M	L	XL	Всього
Кількість (шт)	0	140,000	255,000			395,000

1. ВИПРОБУВАННЯ НА ВИТІКАННЯ ВОДИ, AQL (мікроотвори); Рівень контролю: G1, AQL: 1.5

Розмір	Розмір вибірки (шт)	Прийнятний рівень: ≤ (шт)	Виявлено (шт)	Результати випробувань
S	200	7	0	Відповідає
M	315	10	0	Відповідає
L				

2. РОЗМІРИ

Розмір вибірки: 13 шт/ Розмір
Прийнятний рівень: середні значення повинні відповідати вимогам EN 455-2
Виявлено дефектів: 0
Результат: **випробування пройдено**

EN 455-2

Вимоги:
Довжина: Мін 240мм (всі розміри)
Ширина: XS: ≤ 80 мм; S: 80 ± 10 мм; M: 95 ± 10 мм
L: 110 ± 10 мм; XL: ≥ 110 мм

Розмір	Довжина (мм)	Ширина (мм)	Товщина (одинарна стінка) (мм)	
			Палець	Долоня
S	246	83	0.10	0.09
M	246	93	0.10	0.09
L				

3. МІЦНІСТЬ ПРИ РОЗТЯГУВАННІ ДО ПРИСКОРЕНОГО СТАРІННЯ ТА ПІСЛЯ ПРИСКОРЕНОГО СТАРІННЯ

Рівень перевірки S-2 AQL 4.0; Виявлено дефектів: 0; Результат: випробування пройдено

Розмір	До прискореного старіння	Після прискореного старіння
	Міцність при розтягуванні, МПа (Мін 18 МПа)	Міцність при розтягуванні, МПа (Мін 14 МПа)
S	18	16
M	19	17
L		

4. ПОДОВЖЕННЯ ПРИ РОЗРИВІ ДО ПРИСКОРЕНОГО СТАРІННЯ ТА ПІСЛЯ ПРИСКОРЕНОГО СТАРІННЯ

Рівень перевірки S-2 AQL 4.0; Виявлено дефектів: 0; Результат: випробування пройдено

Розмір	До прискореного старіння	Після прискореного старіння
	Подовження в % (Мін 650 %)	Подовження в % (Мін 500 %)
S	674	639
M	679	641
L		

5. ВИПРОБУВАННЯ НА ВМІСТ ПУДРИ

Вимоги: Макс 10 мг/дм² Виявлено дефектів: 0 Результат: випробування пройдено.

Розмір	Вміст пудри (мг/ дм ²)	Результати випробувань
XS	8	Відповідає
M	8	Відповідає
L		

6. ВИПРОБУВАННЯ НА ВМІСТ БІЛКА

Вимоги: Макс 200 мкг/г Виявлено дефектів: 0 Результат: випробування пройдено.

Розмір	Вміст білка (мкг/г)	Результати випробувань
XS	57	Відповідає
M	61	Відповідає
L		

ВИСНОВОК: Лот № 5514 відповідає вимогам за результатами випробувань рандомним чином відібраних зразків.

Директор ТОВ "УЛЬМА МЕДІКАЛ" _____



31/01/2025